


歯科領域で認可された $\beta$ -TCP(人工骨補填材)

# CERASORB<sup>®</sup> M

吸収性歯科用骨再建インプラント材

CERASORB<sup>®</sup> Mは、高純度の $\beta$ -リン酸三カルシウム( $\beta$ -TCP)にて化学合成された歯科用の人工骨補填材です。



## 吸収性 $\beta$ -TCP



- ミクロ、メソマクロ、マクロ細孔からなる開放性の  
連通した多孔性(5~500 $\mu$ m)
- 全気孔率は約65%
- 多孔性顆粒構造

販売名:セラソルブM

一般名称:吸収性歯科用骨再建インプラント材

承認番号:22400BZX00002000

高度管理医療機器

