

Certain[®] and External Hex Screw Removal Tool Kits



サーテン / エクスターナルヘックス スクリューリムービングキットは、Biomet 3i 製サーテンインターナル、エクスターナルインプラント内で破折したアバットメント スクリューを摘出するために使用されます。

Ordering Information

ISRT10N サーテン スクリュー リムービングキット (キットには以下の4点が含まれています)

商品番号	ISRT05N	ISRT06N	USRT07	IWSU30
製品名	サーテン ドリルガイド ハンドル	サーテン スクリューリムーバル エクストラクション ツール	マニュアル リバーシングドリル	サーテン ワクシング スクリュー / ガイドピン
				

SRT10N エクスターナルヘックス スクリュー リムービングキット (キットには以下の4点が含まれています)

商品番号	SRT05N	SRT06N	USRT07	WSU30
製品名	エクスターナルヘックス ドリルガイド ハンドル	エクスターナルヘックス スクリューリムーバル エクストラクション ツール	マニュアル リバーシングドリル	ワクシング スクリュー / ガイドピン
				

届出番号：13B1X00079000114 / 13B1X00079000115

●製造元 Zimmer Biomet

●製造販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社



ZIMMER BIOMET
ジンマー・バイオメット・デンタル

[本社] 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
[大阪オフィス] 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4F
TEL. 0120-318-418 FAX. 0120-314-004 ●製造販売業許可番号 13B1X00079
© 2020 Zimmer Biomet Dental G.K. All rights reserved. ZBD0101 Rev.2020/11