

2018年9月27日

お客様各位

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
 大阪府豊中市寺内 2-4-1
 緑地駅ビル 4階

新型インプラントプレースメントドライバーチップに関するご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で取り扱いをしておりますサーテン インプラントプレースメントドライバーチップにつきまして、特徴的なインプラント把持構造を持つインターナルコネクション ユニバーサルプレースメントドライバーチップに順次販売を切り替えてまいりますことをご案内いたします。(単品販売およびキット販売共)

新型のドライバーチップはインプラントの把持を確実にする GemLock®テクノロジーを採用し、また 1 本のドライバーチップで 3i インプラントのすべての直径に対応できるようになりました。この変更により、インプラント把持力向上とインプラント設置時の操作性の向上が期待できます。

新型ドライバーチップの販売開始に伴い、従来型のドライバーチップは国内在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。尚、従来型ドライバーチップに使用される O-リング(IRORDR)は当面販売を継続いたします。お客様には何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

販売終了製品:サーテン インプラントプレースメントドライバーチップ		新製品:インターナルコネクション ユニバーサルプレースメントドライバーチップ		
品番	規格	品番	規格	価格(税抜)
IIPDTL	ロング	IIPDTUL	ロング	8,000 円
IMPDTL	3.4mmD ロング			
IIPDTS	ショート	IIPDTUS	ショート	8,000 円
IMPDTS	3.4mmD ショート			

医療機器届出番号:27B1X0048060003



新型ドライバーチップに採用された、GemLock®テクノロジー

以上

本件に関するご質問、お問合せ先:
 弊社担当営業社員 またはカスタマーサービス (0120-318-418)